


Комплект для водоструйной очистки эндоскопов



**Рабочие,
мультифункциональные
элементы**

РЗН 2016/4698 от 19.09.2016

Все права на этот документ, в особенности право на размножение, распространение, публичное воспроизведение и публичную доступность сохраняются за фирмой Richard Wolf GmbH. Без письменного разрешения фирмы Richard Wolf GmbH запрещается этот документ изменять, а также использовать и переводить тексты и рисунки.


Copyright © RICHARD WOLF GmbH

Возможны технические изменения!

Вследствие постоянной модернизации изделий возможны отклонения описаний, рисунков и технических данных от их актуального состояния. Для получения дополнительной информации по нашим изделиям просьба обращаться к фирме Richard Wolf GmbH или ее представителям.

Изготовитель

RICHARD WOLF GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen
DEUTSCHLAND / ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49 70 43 35-0
Телефакс: +49 70 43 35-4300
www.richard-wolf.com

Рисунок	№ типа	Наименование
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОЧИСТКИ		
	6199.00	Промывочный пистолет водоструйный, для подсоединения к водопроводному крану с резьбой R-3/4" вкл. насадки (A - H, см. внизу) и держатель Насадки подходят для очистки
	15515.003	A стержней и вставок, шприцев, канюлей инъекционных
	15515.004	B стержней, градуированных пипеток и пипеток для набора крови
	15515.005	C катетеров
	15515.006	D дренажных шлангов
	15515.007	E кранов, канюлей, шприцев
	15515.009	F душевых насадок
	15515.008	G бутылок
	15515.010	H водоструйных насосов (с насадками пригодны также для сушки)

³⁾ см. руководство по эксплуатации соответствующего изделия или страницы актуальных каталогов