



BTL-6000 MICROWAVE


МИКРОВОЛНОВАЯ ДИАТЕРМИЯ

Страна-производитель: BTL Industries Limited (Великобритания)



Микроволновая диатермия — это терапевтический метод, использующий электромагнитную энергию в диапазоне микроволновой частоты, и предназначен для образования тепла глубоко в тканях организма. Применение умеренного нагрева микроволновой диатермии увеличивает приток крови, ускоряет метаболизм и скорость диффузии ионов через клеточные мембраны.

- Мощность до 250 Вт для оптимальных возможностей лечения
- Постоянный и импульсный режимы
- Цветной сенсорный экран 5,7"



Точечный/контактный излучатель



Полусферический излучатель



Линейный излучатель

МЕДИЦИНСКИЕ ЭФФЕКТЫ

- Обезболивание
- Заживление/биостимуляция
- Вазодилатация
- Миорелаксация
- Ускорение местного метаболизма

ПОКАЗАНИЯ

- Термотерапия
- Лечение острых заболеваний мышечной системы
- Миорелаксирующее и спазмолитическое действие
- Улучшение эластичности фиброзной ткани
- Резорбтивное действие при хронических, воспалительных и посттравматических инфильтрациях
- Отеки, гематомы
- Обезболивающий эффект как результат миорелаксации
- Увеличение скорости и циркуляции ферментов
- Клеточный метаболизм
- Снижение боли

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Реабилитация

- Ортопедия
- Неврология
- Спортивная медицина
- Дерматология (раны, ожоги, шрамы)
- Гинекология
- Отоларингология
- Лечение болезней внутренних органов
- Урология

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенные возможности настройки для индивидуальных видов лечения
- Предустановленные протоколы терапий
- Задаваемые пользователем протоколы
- База данных пациентов в аппарате
- Энциклопедия с изображением расположения аппликаторов



Гарантия от производителя 2 года



Гарантийный и постгарантийный сервис



Обучение врача методикам работы на аппарате

Условия приобретения см. в ценовом предложении на данную модель аппарата.