



Одноразовые  
чистящие щетки

# Одноразовые чистящие щетки



Одноразовые щетки для очистки предлагают вам высокий уровень безопасности. Сложная концепция позволяет чистить щетками все инструменты Richard Wolf.

Цветовая кодировка помогает быстро и надежно выбрать нужную щетку для конкретного диаметра инструмента.

Это не только экономит ваше время в повседневной клинической практике, но и значительный объем документации.

- Различные щетки для всех видов инструментов Richard Wolf
- Цветовая кодировка
- Щетки подобраны под различные диаметры
- Обработка не требуется

Чистящая щетка одноразовая	Ø Щетки мм	Длина щетки мм	Общая длина мм	Цвет	Для канала Ø мм	Артикул
Уп. = 10 шт.	2	20	400	голубой	1.0 - 1.5	7970402
			700			7970702
	3	30	400	красный	1.6 - 2.5	7970403
			700			7970703
	4	30	400	желтый	2.6 - 3.5	7970404
			700			7970704
	5	48	400	зеленый	3.6 - 4.5	7970405
			700			7970705
	7	48	400	фиолетовый	4.6 - 6.5	7970407
			700			7970707
	9	48	400	оранжевый	6.6 - 8.5	7970409
			700			7970709
	11	48	400	белый	8.6 - 10.5	7970411
			700			7970711
Уп. = 5 шт.	14	48	400	розовый	10.6 - 13.5	7970414
			700			7970714
	17	48	400	черный	13.6 - 16.5	7970417
			700			7970717
	20	48	400	светло-голубой	16.6 - 19.5	7970420
			700			7970720



### Держатель для чистящих щеток

для хранения и быстрого доступа к щеткам,

настенное крепление, материал: нержавеющая сталь, многоцветный ..... 7970901

Двойные щетки для очистки одноразового использования предназначены, в частности, для эффективной очистки корпусов и вставок запорных кранов Richard Wolf. Полностью съемные и необслуживаемые запорные краны могут быть эффективно и гигиенично очищены с помощью специальных щеток. Щетки представлены для различных размеров запорных кранов.


- Специально для чистки кранов от Richard Wolf
- Для кранов с 2, 3 и 4 бобышками
- Одноразовое использование



### Держатель для чистящих щеток

для хранения и быстрого доступа к щеткам, настольное крепление, материал: нержавеющая сталь,

многоразовый .....7980901



### Двойная коническая щетка для очистки

для вставки/корпуса запорных кранов с 2 бобышками, сторона 1: конический диаметр 4-7 мм, сторона 2: диаметр 3 мм,

Уп. = 50 шт. цвет голубой,

многоразовый .....7980001

### Двойная коническая щетка для очистки

для вставки/корпуса запорных кранов с 3 бобышками, сторона 1: конический диаметр 5-9 мм, сторона 2: диаметр 4 мм,

Уп. = 50 шт. цвет красный,

многоразовый .....7980002

### Двойная коническая щетка для очистки

для вставки/корпуса запорных кранов с 4 бобышками, сторона 1: конический диаметр 6-11 мм, сторона 2: диаметр 5 мм,

Уп. = 50 шт. цвет желтый,

многоразовый .....7980003