

Системная стерилизация



RIWO-System-Tray

Универсальное системное
решение для стерилизации

RIWO-System-Tray


Универсальное системное решение для стерилизации

RIWO-System-Tray - это модульное универсальное системное решение для транспортировки, хранения и стерилизации вашего набора инструментов.

Система предлагает контейнеры для инструментов и принадлежностей, которые также можно использовать по отдельности и в комбинации:

Контейнер создается таким образом, что на двух уровнях предоставляется много места, он надежно закрывается и удерживается крышкой.

- **Стабильный и долговечный**
выполнен из качественного пластика
- **Для транспортировки, хранения и стерилизации**
вашего полного набора инструментов
- **Безопасное и легкое размещение**
инструментов на силиконовых ковриках
- **Хранение наборов инструментов**
в сочетании с контейнером для принадлежностей
- **Универсальность и гибкость**
для всех областей специализации
- **Идеален для автоклавирования и низкотемпературных процедур**



- **Оптимальное использование пространства** на двух ярусах



- **Универсальное и безопасное хранение** на силиконовых ковриках

RIWO-System-Tray



Внутренние размеры (мм)		Внешние размеры (мм)	
Длина	Ширина	Длина	Ширина
300	120	366	186
	200		266
400	120	466	186
	200		266
500	120	566	186
	200		266
600	200	666	266
700	120	766	186
	200		266

Контейнер для инструментов высотой 60 мм	Контейнер для принадлежностей высотой 100 мм	Набор ковриков для контейнера для инструмента или принадлежностей	Крышка	Коврик для крышки
				
Состоит из: контейнер для инструментов со вставленными ковриками, крышка с фиксированными ковриками, 2 кодовых штифта (белые) и 1 маркер	Без ковриков		Без ковриков	вкл. кнопки (38201.319 требуется 3 или 4 на каждую крышку)
38201.382	–	38201.321	–	3x 38201.316
38201.386	–	38201.322	–	3x 38201.319
38201.482	–	38201.323	–	3x 38201.316
38201.486	38202.409	38201.324	38202.494	3x 38201.319
38201.582	–	38201.323	–	3x 38201.316
38201.586	38202.509	38201.324	38202.594	3x 38201.319
38201.686	38202.609	38201.326	38202.694	4x 38201.319
38201.782	–	–	–	4x 38201.316
38201.786	38202.709	38201.326	38202.794	4x 38201.319

